

















REFERENCIA	COMPOSICIÓN		ANCHO	PESO (GR X M2)	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
PROTECT	73% ALGODÓN 27 POLIESTER		1.40 MTS.	184	3000 CICLOS
<div>SENTIDO DE LA TELA</div> <div></div>		<div>INSTRUCCIONES DE LAVADO</div> <div></div>			
		<div>USO</div> <div></div>			
<div><div><div>REPELENCIA ANTIMICROBIAL</div></div><div><div>Puede ser lavado hasta</div><div><div>50 veces</div></div><div><div>sin perder sus características.</div><div><div>ELEMENTOS BÁSICOS DE BIOSEGURIDAD</div></div><div><div><div>TELA CON PROTECCIÓN ANTIFLUIDOS</div></div></div></div></div></div>					

Origen: Brasil

Tipo de Producto: Loneta y Tafetan/ Tejido plano

Fecha de lanzamiento: Mayo 2020

Este producto tiene un acabado que proporciona una barrera protectora haciendo que las gotas suspendidas en el aire queden bloqueadas de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro.

Este producto tiene un rendimiento de amplio espectro contra el crecimiento de bacterias, hongos y mohos, que son las principales causas de olores y manchas que promueven la degradación de los textiles haciendo que sean perfectas para usarse en entornos en los que la higiene es crítica, como escuelas, hoteles hospitales y cocinas.

Pueden existir ligeros cambios de color o tono de los rollos con respecto a este muestrario.

Tela de alta protección y excelente rendimiento en elementos de bioseguridad básicos como tapabocas, delantales, petos y gorros de uso diario; con acabado especial antimicrobiano y repelencia al agua. Ideal para partículas acuosas gruesas y medianas.

No utilice agentes abrasivos (cepillos de cerdas duras o productos químicos).

Lavar con agua y jabón neutro, dejar en remojo durante al menos 20 minutos.

Garantíade 1 año a todas sus colecciones textiles, a partir de, que cubre tanto las propiedades del tejido como de conservación. La garantía no cubre tratamientos inadecuados, falta de mantenimiento o prescindir de las recomendaciones de uso.